



شرکت مهندسی پارس نهند (سهامی خاص)

PARS NAHAND ENGINEERING Co.

F-069-01

حمام مافوق صوت

PARSONIC 2600S Ultrasonic Cleaner

Model Name	PARSONIC 2600s	
Tank Dimension	240x135x100h mm	
System Dimension*	240x135x200h mm	
Tank Capacity	2.6 Liter full	
Frequency	28 ±5% kHz	
Ultrasonic Power	70 Watt 220 VAC Max.	
Heater Power	100 Watt 220 VAC	

دستگاه فوق دارای تایمر ۲ تا ۲۲ دقیقه با فواصل ۴ دقیقه و کنترلر هیتر ۲۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد با فواصل ۱۰ درجه ، بدنه ، مخزن ، شیر تخلیه ، سبد و در استنلس استیل می باشد .

شرکت مهندسی پارس نهند به عنوان اولین و تنها تولید کننده دستگاههای اولتراسونیک کلینر در ایران، از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده و تنها دارنده پروانه ساخت وسیله پزشکی از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی و پروانه بهره برداری صنایع نوین از وزارت صنایع می باشد که مدل‌های متنوع آزمایشگاهی ، پزشکی و صنعتی در ظرفیت های مختلف و ابعاد سفارشی را تحت استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 13485:2012 تولید می نماید. دستگاههای اولتراسونیک کلینر پارسونیک ، علاوه بر کیفیت مناسب و قیمت رقابتی در مقایسه با دستگاههای مشابه خارجی ، دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش با تکیه بر دانش فنی ساخت می باشد.

تهران ، کیلومتر ۲۰ جاده آبعلی ، پارک فن آوری پردیس ، خیابان نوآوری پنجم ، پلاک ۵۱

کدپستی : ۰۸۷۷۰۱۲۰۴۵۱۶ پست الکترونیکی : info@pnec.co.ir / تلفن / فاکس : ۵ - ۰۲۱ - ۷۶۲۵۰۱۸۱

No 51 – NOAVARI 5th STR. - PARDIS TECH PARK , 20th KM ABALI ROAD - TEHRAN –IRAN
ZIP CODE : 16541-20877 E-MAIL : info@pnec.co.ir TEL / FAX (+98 21) 76250181-5



سازمان غذا و دارو
انجمن توسعه و ارتقاء صنعت دارو
تاسیس ۱۳۷۲



CSQ-CSQ
ISO 9001 ISO 13485



وزارت
صنایع
پروانه بهره برداری
شماره پروانه
۸۸۱۹۲