




شرکت مهندسی پارس نهند (سهامی خاص)

PARS NAHAND ENGINEERING Co.

F-069-01

مشخصات فنی دستگاه PARSONIC 11s

Model Name	PARSONIC 11s	
Tank Dimension	300x250x150h mm	
System Dimension*	300x250x300 mm	
Tank Capacity	9 Liter full	
Frequency	28 ±5% kHz	
Ultrasonic Power	150 Watt 220 VAC Max.	
Heater Power	300 Watt 220 VAC	

اجزا دستگاه :

- بدنه ، در ، سبد ، مخزن ، شیر تخلیه استنلس استیل
- هیتر
- شلنگ تخلیه
- سیم برق با رابط اتصال زمین
- کنترلرها :
- کلید اصلی چراغ دار
- تایمر ۲ تا ۲۲ دقیقه با پله های ۴ دقیقه ای
- کنترلر حرارت ۲۰ تا ۷۰ درجه با پله های ۱۰ درجه سانتیگراد
- دگمه روشن و خاموش
- حفاظت الکتریکی:
- رابط اتصال زمین
- فیوز دابل

تهران ، کیلومتر ۲۰ جاده آبعلی ، پارک فن آوری پردیس ، خیابان نوآوری پنجم ، پلاک ۵۱

کدپستی : ۱۶۵۴۱۲۰۸۷۷ پست الکترونیکی : info@pnec.co.ir / تلفن / فاکس : ۵ - ۷۶۲۵۰۱۸۱ - ۰۲۱

No 51 - NOAVARI 5th STR. - PARDIS TECH PARK , 20th KM ABALI ROAD - TEHRAN - IRAN
ZIP CODE : 16541-20877 E-MAIL : info@pnec.co.ir TEL / FAX (+98 21) 76250181-5



سازمان نظامی و دولتی
IPDA
انجمن توسعه حرفه‌ای ایران
تاسیس ۱۳۷۲

CSQ-CSQ
ISO 9001 ISO 13485

وزارت بهداشت
سازمان نظامی و دولتی
تاسیس ۱۳۷۲