




شرکت مهندسی پارس نهند (سهامی خاص)

PARS NAHAND ENGINEERING Co.

F-069-01

## مشخصات فنی دستگاه PARSONIC 15s

Model Name	PARSONIC 15s	
Tank Dimension	300x250x200h mm	
System Dimension*	300x250x350 mm	
Tank Capacity	12 Liter full	
Frequency	28 ±5% kHz	
Ultrasonic Power	200 Watt 220 VAC Max.	
Heater Power	300 Watt 220 VAC	

اجزا دستگاه :

- بدنه ، در ، سید ، مخزن ، شیر تخلیه استنلس استیل
- هیتر
- شلنگ تخلیه
- سیم برق با رابط اتصال زمین
- کنترلرها :
- کلید اصلی چراغ دار
- تایمر ۲ تا ۲۲ دقیقه با پله های ۴ دقیقه ای
- کنترلر حرارت ۲۰ تا ۷۰ درجه با پله های ۱۰ درجه سانتیگراد
- دگمه روشن و خاموش
- حفاظت الکتریکی:
- رابط اتصال زمین
- فیوز دابل

تهران ، کیلومتر ۲۰ جاده آبعلی ، پارک فن آوری پردیس ، خیابان نوآوری پنجم ، پلاک ۵۱

کدپستی : ۱۶۵۴۱۲۰۸۷۷ پست الکترونیکی : info@pnec.co.ir / تلفن / فاکس : ۵ - ۷۶۲۵۰۱۸۱ - ۰۲۱

No 51 - NOAVARI 5th STR. - PARDIS TECH PARK , 20<sup>th</sup> KM ABALI ROAD - TEHRAN - IRAN  
ZIP CODE : 16541-20877 E-MAIL : [info@pnec.co.ir](mailto:info@pnec.co.ir) TEL / FAX (+98 21) 76250181-5



سازمان نظام دولتی  
IPDA  
سازمان نظام دولتی

ISO 9001 ISO 13485