




شرکت مهندسی پارس نهند (مهاباد عباس)  
PARS NAHAND ENGINEERING Co.

مشخصات فنی دستگاه PARSONIC 2600s

Model Name	PARSONIC 2600s
Tank Dimension	240x135x100h mm
System Dimension*	240x135x200h mm
Tank Capacity	2.6 Liter full
Frequency	28 ±5% kHz
Ultrasonic Power	70 Watt 220 VAC Max.
Heater Power	100 Watt 220 VAC



اجزا دستگاه :

- بدنه ، در ، سبد ، مخزن ، شیر تخلیه استنلس استیل
- هیتر
- شلنگ تخلیه
- سیم برق با رابط اتصال زمین
- کنترلرها :
- کلید اصلی چراغ دار
- تایمر ۲ تا ۲۲ دقیقه با پله های ۴ دقیقه ای
- کنترلر حرارت ۲۰ تا ۷۰ درجه با پله های ۱۰ درجه سانتیگراد
- دگمه روشن و خاموش
- حفاظت الکتریکی:
- رابط اتصال زمین
- فیوز دوبل

تهران ، کیلومتر ۲۰ جاده آبهلی ، پارک فن آوری پردیس ، خیابان نوآوری پنجم ، پلاک ۵۱  
کدپستی: ۰۸۷۷۰۸۷۷۰۱۶۵ پست الکترونیکی: info@pnec.co.ir / تلفن / فاکس: ۰۵ - ۰۲۱ - ۷۶۲۵۰۱۸۱

No 51 - NOAVARI 5th STR. - PARDIS TECH PARK , 20<sup>th</sup> KM ABALI ROAD - TEHRAN -IRAN  
ZIP CODE : 16541-20877 E-MAIL : [info@pnec.co.ir](mailto:info@pnec.co.ir) TEL / FAX (+98 21) 76250181-5

