




شرکت مهندسی پارس نهند (سهامی خاص)

PARS NAHAND ENGINEERING Co.

F-069-01

مشخصات فنی دستگاه PARSONIC 30s

Model Name	PARSONIC 30s	
Tank Dimension	500x300x200h mm	
System Dimension*	500x300x350 mm	
Tank Capacity	28 Liter full	
Frequency	28 ±5% kHz	
Ultrasonic Power	400 Watt 220 VAC Max.	
Heater Power	600 Watt 220 VAC	

اجزا دستگاه :

- بدنه ، در ، سید ، مخزن ، شیر تخلیه استنلس استیل

- هیتر

- شلنگ تخلیه

- سیم برق با رابط اتصال زمین

کنترلرها :

- کلید اصلی چراغ دار

- تایمر ۲ تا ۲۲ دقیقه با پله های ۴ دقیقه ای

- کنترلر حرارت ۲۰ تا ۷۰ درجه با پله های ۱۰ درجه سانتیگراد

- دگمه روشن و خاموش

حفاظت الکتریکی:

- رابط اتصال زمین

- فیوز دابل

تهران ، کیلومتر ۲۰ جاده آبعلی ، پارک فن آوری پردیس ، خیابان نوآوری پنجم ، پلاک ۵۱

کدپستی : ۱۶۵۴۱۲۰۸۷۷ پست الکترونیکی : info@pnec.co.ir / تلفن / فاکس : ۵ - ۷۶۲۵۰۱۸۱ - ۰۲۱

No 51 - NOAVARI 5th STR. - PARDIS TECH PARK , 20th KM ABALI ROAD - TEHRAN -IRAN
ZIP CODE : 16541-20877 E-MAIL : info@pnec.co.ir TEL / FAX (+98 21) 76250181-5

